

Testzertifikat 2016001

Geprüftes Produkt

MediCare Plus V3.33

Umfang der Prüfung

Das geprüfte Gerät hat insgesamt vier Verbindungen zu den Getsgeräten. Diese Verbindungen sind:

- 1. IP Verbindung zum Funkhub auf dem Alarmport
- 2. IP Verbindung zum Funkhub auf dem Pagerport
- 3. ESPA Verbindung zur Zentrale
- 4. Serielle Verbindung zu einem Gateway

Für jede Verbindung wurden mehrere Tests durchgeführt um die einwandfreie Kommunikation zu prüfen

Prüfvorgabe

Die Prüfung wurde gemäss Vorgabe vom Dokument *Procédure de certification du logiciel de gestion des appels MediCarePlus* Version vom 19.2.2016 durchgeführt

Ergebnis

Sle!

Die Prüfung wurde erfolgreich abgeschlossen und das Produkt kann zusammen mit Getsgeräten benutzt werden.

S. Oechslin, Geschäftsführer

Lausanne, den 21.3.2016