

ATT AG
Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg

Main +41 44 908 60 00

E-Mail info@attag.ch

Web www.attag.ch



**SWISS
ALARM
SOLUTIONS**

MediCare

- Einleitung
- Lösung / Konzept
- Anwendungsbeispiele
- Mobile APP






MediCare+

Architektur



Architektur






MediCare+

Wireless & Wired Solution

Wireless Management




Wired Management



Wired & Wireless

mit mehreren Gateways






MediCare+

Wired & Wireless Projekte

Beispiel






MediCare+

Alterszentrum Anforderungen

Alterszentrum

Anforderungen






MediCare+

Mobile APP - Android & IOS

MediCare+

Dynamische Zuordnung



Spectralink

Versity



Revolution der mobilen Kommunikation

- Versity bietet überlegene WLAN- und LTE Abdeckung und sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter stets erreichbar sind.
- Die Spectralink- Sprachqualitätsoptimierung (VQO) ermöglicht glasklare Kommunikation und hervorragende Sprachqualität mit Echo- und Geräuschunterdrückung – und das auch unterwegs.

Perfekt für lange Arbeitstage

- Versity verspricht unterbrechungsfreie Kommunikation rund um die Uhr und bietet Mitarbeitern ständigen Zugang zu benötigten Daten und Teams.
- Im laufenden Betrieb austauschbare Akkus (Hot Swap) minimieren Ausfallzeiten, selbst wenn das Gerät gerade benutzt wird.

Offene Plattform für Innovation



- Die offene Android-Plattform hilft Ihnen, mit neuen, mobilen Technologien Schritt zu halten.
- Die Einbindung des branchenweit grössten Netzwerks von Anwendungspartnern unterstützt Ihre Arbeitsabläufe

Benutzerfreundliches Design

- Mit einer Dicke von nur 12.2 mm ist das Versity das schlankeste, leichteste Firmen-Smartphone auf dem Markt.
- Strapazierfähig und geschützt nach IP68. Das Gerät ist beständig gegen Staub, Erschütterungen, Flüssigkeiten und bietet optimale Leistung selbst in rauen Umgebungen.



Spectralink

Alarm Liste





Spectralink

Patienten Detail





Spectralink

Cam & Map



Spectralink

Lone Workers & Scanning





MediCare+

Konsole



MediCare+

Visualisierung

MediCare+ Valued Customer

KARDIOLOGIE ALARM

KARDIOLOGIE Active Alarms: 3

- 03:24 NORMAL RUF
Zimmer 201
Urs Müller
- 01:45 VITAL MONITOR
Raum U103 Puls tief!
- 02:36 WC/DU
Zimmer 101
Robert Redford

KARDIOLOGIE

KARDIOLOGIE BETTEN STATUS

KARDIOLOGIE


E101 BETT 1	E101 BETT 2	E102 BETT 1	E102 BETT 2	E105 BETT	U103 UNTERSUCH	LEER	TECHNISCHE STÖRUNG	LEER	LEER	LEER	LEER	REA

Messaging Reporting Database Assignments Layout Actions Setup

MediCarePlus v4.04w Server Sonntag, 5 März 2023 1:01:32pm

MediCare+

Statistiken & Reporting



MediCare+

Bewohner & Patientenverwaltung inkl.

The screenshot displays the MediCare+ software interface, which is divided into several functional areas:

- Client Database:** Located at the top, it includes tabs for "Reporting" and "Incident Reports".
- Call Points:** On the left, it features a tree view of "Call Point Groups" including Comports, Funksender, Positionsmelder, Repeater, Deaktivieren, Pager, STATION 1. OG, and various rooms (Zimmer) with associated beds and residents like Harrison Ford, Pual Newman, Sean Connery, and Robert De Niro. A "Filter:" input field is present.
- Clients:** A central list view showing a filtered list of clients: Harrison Ford, Clint Eastwood, Pual Newman, Sean Connery, and Robert De Niro. A "Filter:" input field is also present.
- Client Information:** On the right, it displays detailed information for the selected client, Robert De Niro. The "ECall System" section shows:
 - Name: Robert De Niro
 - Phone Number: 0123654832
 - Notes: (empty)
 - Photo: (image of Robert De Niro)
 - Address: (empty)The "Uncategorized Items" section is currently empty.

A "Close" button is located at the bottom right of the interface.



Herzlichen Dank

ATT AudioText Telecom AG

Unterriedstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg

+41 44 908 60 00
info@attag.ch